

Instructies voor het gebruik van matrassen/hoezen

(Van toepassing op MediMatt 30, ViskoMatt 10, 10B, 30, 30B en 50)

Lees de instructies zorgvuldig door voordat u een matras gebruikt en neem de benodigde informatie over veilig gebruik in acht.

Bedoeld gebruik: Gebruiksgebieden (indicatie): Matrassen kunnen worden gebruikt om het rust- en slaapcomfort van de patiënt en daarmee ook hun tevredenheid te verbeteren. Matrassen met visco-elastisch schuim kunnen ook worden gebruikt als drukverlagend hulpmiddel voor decubitusprofylaxe en therapie voor patiënten met een risico op decubitus. De hoezen, die kunnen worden gedesinfecteerd, helpen kruisbesmetting te voorkomen. Om misbruik te voorkomen, raden we behandeltraining aan voor personeel dat de bedden voorbereidt. De professionele standaard voor decubitusprofylaxe in de verpleegkunde van het European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) moet worden nageleefd.

Uitsluitingscriteria en contra-indicaties: patiënten met schuimallergieën mogen niet op onze matrassen worden geplaatst. Daarnaast zijn er geen uitsluitingscriteria bekend voor het gebruik van matrassen en hoezen. Voor patiënten met een risico op decubitus en voor gebruik in decubitus therapie raden we echter matrassen aan met een visco-elastisch ligvlak en bewezen drukverlichtende eigenschappen.

Gebruiksaanwijzing: het is niet nodig om een nieuw matras voor gebruik te behandelen. Matrassen die al zijn gebruikt, moeten worden behandeld volgens de instructies voor behandeling/onderhoud en worden gecontroleerd op beschadiging. Speciale dekmatrassen of matrasbeschermers zijn niet nodig vanwege de PERLASTIC®-beschermhoes, die beschermt tegen vochtscheiding. Zorg ervoor dat het visco-elastische matras met het ligvlak naar boven is geplaatst. Zorg ervoor dat het laken goed past en dat er minimale vouwen zijn. Verder raden we aan om elke 6 weken een visuele inspectie uit te voeren van de kern en de hoes op mogelijke schimmelvorming. Op sommige afdelingen, zoals intensive care, geriatrie, palliatieve zorg, etc., waar een grotere hoeveelheid vochtscheiding kan plaatsvinden, is het risico op schimmelvorming groter. Hier adviseren we een wekelijkse visuele inspectie uit te voeren.

Zorg ervoor dat er voldoende ventilatie van onderen is wanneer u het matras gebruikt. Het te gebruiken bed mag geen matrasbodem uit één stuk van hoofd- tot voeteneinde hebben. Mensen met een gewicht van minimaal 30 kg mogen op een visco-elastische matras worden geplaatst.

De maximumgewichten bij verschillende matrashoogten worden vermeld in de technische gegevens voor elk model.

Voorkom tijdens gebruik en behandeling beschadiging van de beschermhoes met een scherp voorwerp, zoals een mes of naald, of agressieve chemische stoffen, zoals natriumhydroxide of verfverwijderaars.

Behandeling/onderhoud: de matrassen zijn voorzien van een hoes en zijn bedoeld voor hergebruik. Er is geen beperking aan het aantal behandelingscycli. De levensduur is afhankelijk van het type slijtage. Vóór hergebruik, bijvoorbeeld wanneer er een nieuwe patiënt is, moeten het matras en de hoes hygiënisch worden behandeld volgens de lokale richtlijnen en regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging. De behandelingsinformatie op het technische informatieblad en de opdruk op de beschermhoes en het label op de schuimkern moeten worden opgevolgd. Enkelvoudige hoezen kunnen worden gedesinfecteerd door ze af te vegen met een doek gedrenkt in desinfectiemiddel (alcoholconcentratie van maximaal 70% of actieve chloor met maximaal 1000 ppm) en vervolgens droog te vegen en schoon te spoelen. Ze kunnen ook chemisch-thermisch behandeld worden bij 95°C of thermothermisch behandeld worden bij 105°C (schuim kan behandeld worden bij maximaal 75°C).

Op verzoek sturen we u graag een lijst met gecontroleerde en goedgekeurde desinfectiemiddelen. Volg de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel met betrekking tot de specificaties voor concentratie en contacttijd op.

Om schimmelvorming te voorkomen na het afvegen met een desinfectiemiddel, moet de hoes volledig drogen. Het matras kan machinaal worden gedroogd bij een lage temperatuur (tot 60°C).

Het is mogelijk om de schuimkern en de beschermhoes in zijn geheel te behandelen met vacuümdesinfectie bij 75°C.

Hoezen mogen niet geperst worden, omdat luchtbellen de coating van de hoes kunnen beschadigen. Het afdek materiaal mag niet worden geborsteld of behandeld met schurende doeken of sponzen. Beschadigde beschermhoezen moeten worden vervangen.

De bijbehorende schuimkern moet thermisch worden behandeld of zelfs gereinigd in geval van ernstige vervuiling en/of beschadiging.

Na de behandeling moeten de matrassen zodanig worden opgeslagen dat de overdracht van ziekteverwekkers en besmetting wordt voorkomen. Hiervoor raden we het gebruik van PE-afdekfolie aan.

Behandelingsinstructies voor hoes (met en zonder schuimkern):

INSTRUCTIES	PROCES
Eerste behandeling op de plaats van gebruik	Behandeling is niet nodig bij het gebruik van een nieuwe matras
Productbehandeling	Behandeling is niet nodig bij het gebruik van een nieuwe matras; matrassen die al zijn gebruikt, moeten worden behandeld volgens de volgende informatie over reiniging en behandeling
Reiniging handmatig	Afvegen met een desinfectiemiddel Veeg de hoes af met warm water om vuil en andere vloeistoffen te verwijderen. Desinfecteer de beschermhoes met een doek die is gedrenkt in goedgekeurd desinfectiemiddel. Laat drogen volgens de instructies van het gebruikte desinfectiemiddel. Spoel met water en laat volledig drogen voor gebruik. Zie de gegeven tabel voor toegestane desinfectiemiddelen voor het afvegen, de concentratie en de behandel-/contacttijd
machinaal	Thermische behandeling Thermische behandeling van de beschermhoes in de wasmachine met een geschikt desinfecterend reinigingsmiddel bij een temperatuur tot 95°C. Op verzoek sturen we u graag een lijst met geschikte reinigingsmiddelen.
Drogen	Zorg ervoor dat het matras volledig is gedroogd. Het matras kan machinaal worden gedroogd bij temperaturen tot 60°C. De beschermhoes mag niet worden geperst!
Onderhoud, inspectie en controle	Een visuele inspectie om de 6 weken wordt aanbevolen. De hoes moet worden gecontroleerd op beschadiging en schimmelvorming.
Opslag en transport	Het matras moet zodanig worden opgeslagen en vervoerd dat de overdracht van ziekteverwekkers wordt vermeden. Het gebruik van PE-afdekfolie wordt aanbevolen.
Aanvullende informatie	Defecte beschermhoezen moeten worden weggegooid en niet opnieuw worden gebruikt

Verklaring van symbolen

	Afmetingen van het product: lengte x breedte x hoogte
	Het product voldoet aan de brandbaarheidstests, bijv. British Crib 5.
BOVENKANT EN VOETENEINDE!	Plaats het matras altijd zo dat het label met "TOP SIDE" (= bovenzijde/ligvlak) zichtbaar is aan het voeteneinde.

Behandelingsinstructies voor schuimkern (zonder hoes):

INSTRUCTIES	PROCES
Eerste behandeling op de plaats van gebruik	Behandeling is niet nodig Het is niet nodig om de kern te behandelen
Productbehandeling	Behandeling is niet nodig bij het gebruik van een nieuwe matras; matrassen die al zijn gebruikt, moeten worden behandeld volgens de volgende informatie over reiniging en behandeling
Reiniging machinaal	Behandeling met vacuümdesinfectie bij temperaturen tot 75°C.
Drogen	Zorg ervoor dat het matras volledig is gedroogd. Het matras kan machinaal worden gedroogd bij temperaturen tot 60°C.
Onderhoud, inspectie en controle	Een visuele inspectie om de 6 weken wordt aanbevolen. De kern moet worden gecontroleerd op beschadiging, schimmelvorming en putjes.
Opslag en transport	Het matras moet zodanig worden opgeslagen en vervoerd dat de overdracht van ziekteverwekkers wordt vermeden. Het gebruik van PE-afdekfolie wordt aanbevolen. Er kunnen maximaal 16 matrassen bovenop elkaar worden bewaard (maximaal 12 weken). Neem de volgende omstandigheden in acht: Temperatuur: tussen -20 en 50 °C Vochtigheid: 20-90% Luchtdruk: 795-1060 hPa
Aanvullende informatie	Neem de waarschuwingen in acht. Zorg ervoor dat het visco-elastische matras of de schuimkern met het ligoppervlak naar boven en het label aan de voeteneind wordt geplaatst.

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel voordoet, dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Waarschuwingen: de beddekken moeten zich minimaal 22 cm boven het bovenste matras bevinden. Vraag zo nodig de fabrikant van het bed om verlengstukken voor uw standaard beddekken. Het aanpassen van de helling van de ligvlakken verandert de druk op bepaalde lichaamsdelen en vermindert de drukverlichtende eigenschappen van het matras. Het hoger plaatsen van het hoofdgedeelte leidt bijvoorbeeld tot een hogere druk in het gebied van de billen.