

# ESSENZA 100 E 200

**LINET**

Perfeição na essência, simplicidade no cuidado




Cama hospitalar focada em cuidados agudos

# ESSENZA 100 & 200

## PERFEIÇÃO NA ESSÊNCIA, SIMPLICIDADE NO CUIDADO

Uma cama hospitalar focada em cuidados agudos projetada para simplificar o atendimento dos profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, garantir a segurança e o conforto dos pacientes.



## ERGONOMIA E MOBILIZAÇÃO FOCADAS NO ENFERMEIRO E NO PACIENTE



**Mobi-Rail®** aumenta a estabilidade do paciente e reduz o esforço físico do profissional e do paciente.<sup>6</sup>



A variedade de elementos de controle garante facilidade de uso para pacientes e profissionais, melhorando a acessibilidade e a operação.




Os **SoftBrakes®** garantem a ativação do pedal sem esforço, oferecendo uma redução de força de 56% a 93% em comparação com o nível máximo aceitável.<sup>7</sup>

## PROJETADA PARA A SEGURANÇA, FEITA PARA O CONFORTO



O Conceito das grades laterais protege os indivíduos com mobilidade reduzida contra quedas durante o sono.




**ErgoFrame®** aumenta o conforto do paciente e reduz o pico de pressão na área pélvica em 16%.<sup>8</sup>



A ampla variedade de colchões proporciona alto conforto ao paciente e previne lesões por pressão.

## TECNOLOGIAS AVANÇADAS QUE AUMENTAM A EFICÁCIA E O BEM-ESTAR



**SafeSense 3** ajuda a economizar tempo, fornecendo uma visão geral remota do paciente.



**SmartTracking** facilita o trabalho diário dos profissionais de saúde, rastreando os ativos do hospital ou os pacientes.



O **DesignInk®** contribui para reduzir o medo e a ansiedade dos pacientes e, ao mesmo tempo, melhora o ambiente de trabalho dos profissionais de saúde.<sup>9</sup>

# COMPARAÇÃO ENTRE ESSENZA 100 E 200

## POSICIONAMENTO NA CAMA

|                                   | ESSENZA 100 | ESSENZA 200 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Controles com fio                 | ●           | ○           |
| Controles integrados              | —           | ○           |
| Controles por pedal               | —           | ○           |
| CPR mecânica                      | ●           | ●           |
| CPR elétrica                      | —           | ●           |
| <b>SEGURANÇA E CONFORTO</b>       |             |             |
| Luz noturna                       | —           | ○           |
| Indicador de altura baixa da cama | —           | ○           |
| Alarme de freio                   | —           | ○           |
| Carregador USB                    | —           | ○           |
| SafeSense integrado               | —           | ○           |
| SafeSense autônomo                | ○           | ○           |
| Parada automática em 30°          | —           | ○           |

● Configuração básica ○ Opcional — Não disponível

## ESPECIFICAÇÃO DA ALTURA DA CAMA

|                                 | ESSENZA 100 |        | ESSENZA 200 |        |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|
| TIPO DE RODÍZIOS                | MIN         | MAX    | MIN         | MAX    |
| Tente Integral 125 mm           | 370 mm      | 735 mm | 370 mm      | 735 mm |
| Tente Integral 150 mm           | 395 mm      | 760 mm | 395 mm      | 760 mm |
| Tente Integral SoftBrake 150 mm | 390 mm      | 755 mm | 390 mm      | 755 mm |

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

|                                                     | ESSENZA 100 | ESSENZA 200 |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Carga de trabalho segura                            | 250 kg      | 250 kg      |
| Peso máximo do paciente (ambiente de aplicação 1,2) | 185 kg      | 185 kg      |
| Peso máximo do paciente (ambiente de aplicação 3,5) | 215 kg      | 215 kg      |

## REFERÊNCIAS

1. LINET WhitePaper. Patient mobilization concept. 2020.
2. LINET WhitePaper. Activation of SoftBrakes. 2020.

3. LINET WhitePaper. Enhanced features of Sprint 200. 2020.
4. Qin SY. Hospital landscape design. Appl Mech Mater. 2015;744:2196-2199. <https://doi.org/10.4028/www>.



**LINET**

Members of LINET Group

LINET spol. s r.o. | Želevčice 5, 274 01 Slaný | Czech Republic  
tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: [info@linet.com](mailto:info@linet.com) | [www.linet.com](http://www.linet.com)

