

SPRINT 200

LINET

Le brancard repensé




Des brancards de transport d'urgence hauts de gamme


SPRINT 200

LE BRANCARD REPENSÉ

Trois décennies d'innovations dans le domaine de la santé désormais réunies dans un brancard, autour de trois axes clés.



UNE CONDUITE ERGONOMIQUE QUI TIENT LA ROUTE



i-Drive Power® réduit jusqu'à **80%** des coûts des TMS liés au brancardage et peut parcourir jusqu'à **11 km** avec une seule charge.¹



FlexiDrive® facilite la conduite et la manœuvrabilité et réduit de **77%** la force de poussée initiale.¹



IV&Drive® permet de brancarder à toute hauteur, tout en maintenant une posture ergonomique.¹

UNE SÉCURITÉ QUI A FAIT SES PREUVES SUR UN MILLION DE LITS, TRANSPOSÉE À UN BRANCARD



L'alerte de sortie de lit **multizone** avertit le personnel lorsqu'un patient quitte le brancard.



ErgoFrame® réduit les pics de pression dans la zone pelvienne de **16%**.²



Mobi-Lift® offre un appui sécurisé pour aider les patients à se lever du brancard.



La **pesée** assure une précision jusqu'à 0.5 kg, évitant le transfert du patient sur une autre surface.

CONCEPTION ET MATÉRIAUX DE POINTE



Résistance des barrières **2,2 fois supérieure** aux forces recommandées.



Résistance des tiges porte-sérum **5 fois supérieure** aux forces recommandées.¹



Conception sans joints pour un nettoyage facilité et un meilleur contrôle des infections.



Barrières ZeroGap éliminent les espaces entre les surfaces pour faciliter le transfert des patients.⁴

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPRINT 200

Charge de fonctionnement en sécurité	320 kg
Poids maximal du patient	280 kg
Poids moyen du brancard	161 kg
Angle max. relève-buste / relève-cuisses / relève-jambes	90° / 40° / 25°
proclive / Déclive	+17° / -17°
Dimensions hors-tout en position standard (longueur × largeur)	216 cm × 89 cm
Dimensions du plan de couchage	53 cm – 86 cm
Diamètre des roues	20 cm
Garde au sol	10,7 cm



RÉFÉRENCES

1. LINET White paper. 2025 Best practice for patient transport in Sprint 200 for reducing WRMSDs.
2. LINET White paper. 2025 Enhanced features of Sprint 200 stretcher that support the prevention of pressure injuries.
3. LINET White paper. 2025 Can plastic siderails surpass steel on Sprint 200?
4. LINET White paper. 2025. An evaluation of lateral patient transfer with the Sprint 200 using different transfer tools.



LINET

Members of LINET Group

LINET France
7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Lès-Tours | France
tel. : +33 2 47 80 31 80 | fax : +33 2 47 80 31 81 | e-mail : info@linet.fr | www.linet.fr

