


SPRINT SERIES LINET

Le brancard repensé



Des brancards de transport d'urgence hauts de gamme

UNE CONDUITE ERGONOMIQUE QUI TIENT LA ROUTE



i-Drive Power® réduit jusqu'à **80%** des coûts des TMS liés au brancardage et peut parcourir jusqu'à **11 km** avec une seule charge.¹



FlexiDrive® facilite la conduite et la manœuvrabilité et réduit de **77%** la force de poussée initiale.¹



IV&Drive® permet de brancarder à toute hauteur, tout en maintenant une posture ergonomique¹

UNE SÉCURITÉ QUI A FAIT SES PREUVES SUR UN MILLION DE LITS, TRANSPOSÉE À UN BRANCARD



L'alerte de sortie de lit multizone avertit le personnel lorsqu'un patient quitte le brancard.



ErgoFrame® réduit les pics de pression dans la zone pelvienne de **16%**.²



Mobi-Lift® offre un appui sécurisé pour aider les patients à se lever du brancard.



La pesée assure une précision jusqu'à 0,5 kg, évitant le transfert du patient sur une autre surface.

CONFORT DU PATIENT RENFORCÉ, EFFICACITÉ DES SOINS OPTIMISÉE



Les réglages électriques réduisent les efforts physiques des soignants lors du repositionnement du patient.



La compatibilité des accessoires sur toute la gamme garantit une continuité entre services et limite les imprévus dus aux incompatibilités.



Le port USB intégré permet au patient de recharger son téléphone facilement en toute sécurité directement sur le brancard.

	SPRINT 400	SPRINT 200	SPRINT 100
 Faciliter le rétablissement du patient			
Plan de couchage en 4 sections	●	○	○
 Aide à la prévention des escarres			
Ergoframe®	●	●	—
Options avancées de matelas	●	●	●
 Aide à la prévention des chutes			
Mobi-Lift®	○	○	—
Alerte de sortie de lit multizone	○	○	—
Barrières sécuritaires	●	●	●
 Améliorer le vécu du patient			
Commandes patient intégrées	●	—	—
Port USB intégré	○	—	—
Mobi-Grips	●	●	—
Plan de couchage large	●	●	○
Appui-tête	○	○	—

● Standard ○ Option — Indisponible

	SPRINT 400	SPRINT 200	SPRINT 100
 Transport facilité du patient			
i-Drive Power® avec SafetySense®	○	○	—
FlexiDrive®	○	○	○
EasyBrake®	●	●	●
IV&Drive®	○	○	○
 Procédures simplifiées pour les soignants			
Réglages électriques (commandes soignant intégrées)	●	—	—
Pesée	○	○	—
Support cassette radio	—	—	○
Passe-cassette radio (matelas)	○	○	—
CPR	Manuel + Electrique*	Manuel	Manuel
Barrières ZeroGap	●	●	—
Pédale de Trendelenburg côté tête	○	○	—
 Efficacité des opérations			
Pièces durables	●	●	●
Pièces du plan de couchage amovibles	●	●	—
Compatibilité des accessoires (appui-tête et repose-pieds)	●	●	—

● Standard ○ Option — Indisponible

* Remise à plat du plan de couchage


ACCESSOIRES



Repose-pieds*



Appui-tête



Tiges porte-sérum*



Tablette 3 en 1*



Porte Bouteille d'oxygène



Porte-rouleau d'examen*

* Ces accessoires ne peuvent pas être installés en même temps que les poignées de poussée en pied..

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SPRINT 400	SPRINT 200	SPRINT 100
Charge de fonctionnement en sécurité	320 kg	320 kg	320 kg
Poids maximal du patient	280 kg	280 kg	280 kg
Poids moyen du brancard	171 kg	161 kg	120 kg
Angle max. relève-buste / relève-cuisses / relève-jambes	90°/ 40°/ 25°	90°/ 40°/ 25°	90°/ 40°/ 20,5°
Proclive / Déclive	+17° / -17°	+17° / -17°	+18°/-18°
Dimensions hors-tout en position standard (longueur x largeur)	216 cm × 89 cm	216 cm × 89 cm	211 cm × 76 cm, 86 cm
Dimensions du plan de couchage	53 cm – 86 cm	53 cm – 86 cm	55.5 cm – 88 cm
Diamètre des roues	20 cm	20 cm	20 cm
Garde au sol	10,7 cm	10,7 cm	10,7 cm

RÉFÉRENCES

1. LINET White paper. 2025 Best practice for patient transport in Sprint 200 for reducing WRMSDs.

2. LINET White paper. 2025 Enhanced features of Sprint 200 stretcher that support the prevention of pressure injuries.



LINET

Members of LINET Group

LINET France | 7 rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-lès-Tours
tel. : +33 2 47 80 31 80 | fax : +33 2 47 80 31 81 | e-mail : info@linet.fr | www.linet.fr

