

LINET

MULTICARE X & OPTICARE X

Kies voor betere zorg



67%

minder kracht nodig
om de patiënt te draaien
bij een laterale kanteling ⁽¹⁾



95%

tevredenheid met
de nieuwe Opticare X
bij buikligging ⁽³⁾



63%

minder belasting van de
benen bij mobilisatie van de
patiënt dankzij MobiLift® ⁽²⁾

Multicare X, het nieuwe premium IC-bed van LINET, met laterale kanteling en innovatief constante-lagedrukmatras Opticare X.

Betere patiëntresultaten



Betere pulmonale resultaten

Laterale kanteling met programmeerbare **automatische laterale therapie**, geleid door elektrische Impedantie-tomografie vermindert complicaties bij mechanische ventilatie.



Vroege mobilisatie

Ons vroege-mobilisatieprogramma, met o.a. **MobiLift®** -en **laterale kanteling**, draagt bij aan een beter en sneller herstel van de patiënt.



Decubitus- preventie

Het ondersteunings-oppeervlak van de constante-lagedrukmatras **Opticare X** maakt gebruik van gepatenteerde sensortechnologie en zorgt automatisch voor optimale immersie om doorligwonden te voorkomen. Nu leverbaar met **buikliggings-** en **mobile modi** om aan de behoeften van meer patiënten te kunnen voldoen.



Val- preventie

Voorzieningen als **multizone bed exit alarm** of automatisch ingeschakelde **i-brake®** ondersteunen de veiligheid van de patiënt in elke situatie.



Betere patiëntervaring

Voorzieningen als **Ergoframe®**, **Opticare X** **mobile modus** of **geïntegreerde USB-lader** dragen bij aan het comfort en de autonomie van de patiënt, waardoor een betere mentale gezondheid, een hogere veiligheid en een sneller herstel worden gestimuleerd.

Verbeterde workflow voor zorgverlener & ziekenhuis




Veilige patiënt-verplaatsing & -behandeling

Dankzij laterale kanteling kunnen verpleegkundigen makkelijker en veiliger hun dagelijkse zorg verlenen, waardoor de rug van de zorgverlener beter wordt ontzien en het risico op MSD wordt verlaagd.



Eenvoudig vervoer van de patiënt

Bij het vervoer is minder fysieke inspanning nodig dankzij het lage bedgewicht en het **gemotoriseerde 5^e wiel**, dat wordt bediend met het **i-Drive Power®**-bedieningspaneel, dat op verstevigde en inklapbare IV-infuusstandaarden kan worden aangebracht.



Eenvoudigere zorgverlener-procedures

Verminder de cognitieve last voor zorgverleners door de complexiteit van frequente en kritische procedures tot een minimum te beperken dankzij intuïtieve en **ergonomische bedieningselementen**, **eenknops-functies** of een automatisch inschakelende **i-brake®**.



Effectief werken

Onze Smart Care-oplossingen, zoals o.a. **SafetyPort**, helpen zorgverleners bij het verminderen van administratieve taken en houden zicht op de patiënt.

Ontdek de effecten van laterale kanteling



Betere pulmonale resultaten

Individuele ondersteuning van pulmonale resultaten, gebaseerd op specifieke klinische omstandigheden van de patiënt dankzij laterale kanteling, geleid door elektrische impedantie-tomografie.



Houding van immobiele patiënt veranderen

Dankzij microshifting, het voorzichtig en nauwkeurig stap voor stap lateraal positioneren, kan de houding van hemodynamisch onstabiele patiënten worden veranderd terwijl de rugpositie onveranderd blijft.



Makkelijker overbrengen van patiënt

Eenvoudiger en vloeiender overbrengen van een patiënt dankzij frame-ondersteunde laterale kanteling.



Veilige patiëntbehandeling

Dankzij laterale kanteling kunnen verpleegkundigen makkelijker en veiliger hun dagelijkse zorg verlenen, waarbij het risico op MSA wordt verlaagd.



Vroege mobilisatie van patiënt

Dankzij laterale kanteling kan de patiënt makkelijk met zijn voeten aan de grond komen. De MobiLift® geeft een goede ondersteuning voor de patiënt tijdens de mobilisatie.



LINET
Designed to help you care



Product video



multicarex.linnet.com

REFERENCES

- (1) Effect of lateral tilt on patients turning, Lebeda T et al., NRU for Occupational Physiology and Psychophysiology, Report no: 3636/2021, ex. 210347
- (2) Effect of Mobi-Lift® on patients mobilisation, Lebeda T et al., NRU for Occupational Physiology and Psychophysiology, Report no: 3636/2021, ex. 210347
- (3) LINET Group, Multicare X and Opticare X Field test results – users evaluation 2021, internal document 2021_08
Note: When rating the balance between pressure care and support needed for prone nursing, as evaluated by 71 caregivers.